# LP-7 Zmeny oxidacniho cisla vanadu - 31.3

### Pomucky a chemikalie

kuzelova banka, zatka, byreta  $NH_4VO_3,~H_2SO_4(w=5\%)(Xi),~Zn~KMnO_4\left(c=\frac{0.01mol}{l}\right),~O~Xn$ 

### Pracovni postup

#### Kuzelova banka

- V kuzalove bance rozpustime 0.5g vanadicnanu amonneho ve 100 cm<sup>3</sup> roztoku kyseliny sirove -> vznikne zluty roztok vanadicnanu
- pridame 2 granulky zinku
- smesi potreseme a pozorujeme zmenu zbaveni
- Vanadicnan se postupne redukuje na modry roztok siranu vanadylu VOSO<sub>4</sub>
- k modremu roztoku pridame do banky 2g praskoveho zinku
- banku uzavreme a nechame stat za obcasneho protrepani
- redukci vznikne
  - zeleny siran vanadity
  - pote cervenofialovy siran vanadnaty

### **Byreta**

- do byrety nalijeme KMnO<sub>4</sub>
- roztok v siranu vanadnateho v kuzelove bance pomalu titrujeme pripravenym roztokem manganistanu draselneho
- dochazi k postupne oxidaci vanadu za soucasne reakce manganistanu na bezbarvou sul manganatou
- nakonec vznikne zase zluty roztok vanadicnanu

### Vypracovani

- podle postupu jsme pripravili udane latky
- barvy se shodovaly s teoretickou uvahou

#### **Titrace**

- ze zakladni barvy na zelenou 6ml manganistanu
- ze zelene na modrou 4ml manganistanu
- z modre na zlutou 6.5ml manganistanu

#### **Rovnice**

- 2 NH4VO3 + 4 H2SO4 + Zn -> 2 VOSO4 + (NH4)2SO4 + 4 H2O + ZnSO4 prvni priprava Vanadicnanu
- VOSO4 + H2SO4 + Zn = VSO4 + ZnSO4 + H2O pripava Siranu vanadnateho

## Zaver

Podle navodu jsme namichali slouceniny a dostali jsm se na oxidacni cislo II (fialovou barvu), coz bylo cilem tohoto praktika. Nakonec jsme zapsali postup a vypsali + vycislili rovnice.

Roztok nam menil prvne barvu na zelenou, modrou a pak zlutou. (s vice manganistanem uz jen do fialove az skoro cerne).